

Die Alternative an Ballon-Kathetern: »PROSIL« – sicher und zuverlässig.

***The Alternative for Balloon Catheters:
»PROSIL« – Safe and Secure.***

REF 2953

UROMED »SILUCENT« SUPRA-KATH-„INTEGRAL“

**Ballon-Katheter zur
suprapubischen Blasendrainage**

- atraumatische Spitze, zentral offen
- »INTEGRAL« Katheter
- transparent
- Röntgenkontraststreifen
- keine allergischen Reaktionen durch reines Silikon
- 2-Wege-Katheter
- 2 Augen
- Länge 43cm

***Balloon Catheter for Suprapubic
Drainage of the Urinary Bladder***

- atraumatic tip, central open
- »INTEGRAL« catheter
- transparent
- with x-ray contrast line
- no allergic reactions because of pure silicone
- 2-way
- 2 eyes
- length 43 cm

REF REF	GRÖSSEN SIZES	BALLON BALLOON
2953.12	Ch. 12	5 ml
2953.14	Ch. 14	5-10 ml
2953.16	Ch. 16	5-10 ml
2953.18	Ch. 18	5-10 ml
2953.20	Ch. 20	5-10 ml
2953.22	Ch. 22	5-10 ml
2953.24	Ch. 24	5-10 ml

Lieferung ab 10 Stück

Minimum quantity 10 pieces

