



PRESTON
PACKAGING


tel.: +48 61 842 09 92
www.preston.pl

Klient: LiNA Medical			
SPECYFIKACJA PRODUKTU			
Praca:	LiNA Pencils 2020-09 BV0112G en	Druk	dwustronny
Numer ID:	BV0112G en	Ilość kolorów	4+4
Data:	8.06.2021	Kolory:	CMYK
Edycja:	2	Wymiary końcowe:	210x297
		Ilość stron:	2
		Surowiec:	kreda mat 170 g

Prosimy bardzo dokładnie sprawdzić plik przed jego zaakceptowaniem. Zalecamy, aby plik został sprawdzony przez 2 osoby.
UWAGA - Firma Preston nie bierze odpowiedzialności za błędy w zaakceptowanym przez Klienta pliku produkcyjnym.

LiNA Pencil™ & LiNA Surgipen™

For open monopolar electrosurgery



LiNA Pencil™ & LiNA Surgipen™


For open monopolar electrosurgery

LiNA Surgipen™ Reusable

With integrated silicone cable.
Autoclavable 100 times. Available with
standard 3-pin connector. Available for
2.35mm electrodes and for 4mm hexagonal
electrodes. With 3 or 5m cable.
Fingerswitch controlled.




REF 508/512



LiNA Pencil™ Single Use

With 3m cable and 3-pin connector.
Available for 2.35mm electrodes.
Fingerswitch controlled.



REF 516



Ordering Information:

LiNA Pencil™ & LiNA Surgipen™ 0459

REF.	Product	UOM
508-L-3	LiNA Surgipen™ - Autoclavable - for 2.35mm electrodes. With 3m cable and standard 3-pin connector. With 69mm blade electrode. Non-sterile, reusable.	Box of 10 ea
508-L-5	LiNA Surgipen™ - Autoclavable - for 2.35mm electrodes. With 5m cable and standard 3-pin connector. With 69mm blade electrode. Non-sterile, reusable.	
512-L-3	LiNA Surgipen™ - Autoclavable - for 4mm hexagonal electrodes. With 3m cable and standard 3-pin connector. Non-sterile, reusable.	Box of 10 ea
512-L-5	LiNA Surgipen™ - Autoclavable - for 4mm hexagonal electrodes. With 5m cable and standard 3-pin connector. Non-sterile, reusable.	
516	LiNA Pencil™ - For 2.35mm electrodes. With 3m cable and standard 3-pin connector. With 70mm blade electrode. Sterile, single use.	Box of 25 ea

Distributor:

©2021 LiNA Medical ApS. All rights reserved.
LiNA is a registered trademark of LiNA Medical in EU, US and CN.

LiNA Medical ApS

• Formervangen 5
DK-2600 Glostrup
Denmark

• Tel.: +45 43 29 66 66
Fax: +45 43 29 66 99
info@lina-medical.com

• www.lina-medical.com
CVR: 10054974

Quality Management System
EN ISO13485:2016

